

From Eye to Insight

**Leica**  
MICROSYSTEMS

法人企業お客様向け

# ライカ **夏** & **秋** のキャンペーン

ライカの「**HDデジタルカメラ**」がお得に!

お手持ちの光学顕微鏡にPCなしで撮影が可能になる、ハイビジョンカメラ。

## Leica MC170 HD



- ▶ パソコン不要、お手持ちの顕微鏡でライブ表示と静止画・動画撮影。
- ▶ パソコン専用ソフトウェアによる、各種計測解析も可能。(計測はオプション)
- ▶ 500万画素の鮮明で高品質な画像で、説得力あるレポート。

※写真はS9 D実体顕微鏡にMC170 HD取り付け例。実体顕微鏡およびCマウントアダプタは価格に含まれません。  
※カメラ接続には各メーカーのCマウントアダプタが必要です。

2019年10月15日(火)の納品まで

標準価格

~~30.8万円~~が **キャンペーン価格17万円** (税抜)

～無くなり次第終了いたします。お早めにぜひお問合せください～

# メーカーを問わず、お手持ちの顕微鏡を簡単に「デジタルカメラつき顕微鏡」に。

## 高速30fps・フルハイビジョン、パソコン不要で静止画・動画撮影

顕微鏡のCマウントに取り付け、パソコン不要で、秒間30コマのなめらかなライブ像表示。ストレスなく顕微鏡操作と撮影が可能です。



パソコン不要のスタンドアロンタイプ

## パソコン接続して画像解析も可能

USBインターフェース(USB2.0)を介しパソコン経由でのライブ表示、画像取得・解析も可能です。ライカ専用の画像解析ソフトウェアを使用すると、計測やフォーカス合成など多彩なオプション機能の活用も、簡単な操作で可能になります。



パソコン接続も対応可能

## リモコン操作でSDカードに静止画・動画を保存

パソコン設置やソフトウェア操作なく、付属のリモコンでカメラコントロールが可能。500万画素静止画やフルハイビジョン動画が、カメラ挿入のSDカードへ直接、保存されます。



## 汎用性の高いCマウントインターフェース

顕微鏡との接続は最も一般的なCマウント。お手持ちの顕微鏡にCマウントアダプターを使用して装着できます。

### MC170 HD 仕様

カメラタイプ	カラーカメラ	レンズマウント	Cマウント
センサー	1/2.3インチ CMOS	インターフェース	USB2.0
有効画素数	500万画素	付属品	リモートコントローラー、HDMIケーブル、USBケーブル、SDカード
ライブ表示	1920×1080( Full HD) 30fps		



### ライカ マイクロシステムズ 株式会社

本社 〒169-0075 東京都新宿区高田馬場1-29-9 Tel.03-6758-5640 Fax.03-5155-4336  
大阪セールスオフィス 〒531-0072 大阪府大阪市北区豊崎5-4-9 商業第2ビル10F Tel.06-6374-9771 Fax.06-6374-9772  
名古屋セールスオフィス 〒460-0008 名古屋市中区栄2-3-31 CK22キリン広小路ビル5F Tel.052-222-3939 Fax.052-222-3784  
福岡セールスオフィス 〒812-0025 福岡市博多区店屋町8-30 博多フコク生命ビル12F Tel.092-282-9771 Fax.092-282-9772  
仙台デスク 〒981-3133 宮城県仙台市泉区中央1丁目7-1 地下鉄泉中央駅ビル4F Tel.022-776-7747 Fax.03-5155-4336  
ベックマン・コールター株式会社 仙台オフィス内

<https://www.leica-microsystems.com/jp/> Email: [lmc@leica-microsystems.co.jp](mailto:lmc@leica-microsystems.co.jp)

※内容は変更になる場合があります。

※この製品のデザインおよび仕様は改良などのために予告なく変更する場合があります。

© 2019 by Leica Microsystems GmbH. LEICAとライカのロゴはLeica Microsystems IR GmbHの登録商標です。