



## アリウム 純水・超純水製造システム Comfort II クリアランスセール

台数：限定2台

2台に限りオプション品、初期消耗品も含め特別価格にてご提供いたします

※対象機種

純水・超純水製造システム

アリウム Comfort II

型式：H2O-II-1-UV-T

納入価格については普段ご利用されている販売店様へお問い合わせ下さい

### Comfort II 特長

コンパクトで使いやすく、A3グレードの純水およびA4グレードの超純水を装置1台で精製

- 一貫した高品質のA3グレード純水を精製（プレトリートメントと逆浸透処理後に最新技術のEDIによる精製）
- 供給水に含まれる不純物を確実に除去
- TOC値を極限まで低減（2 ppb以下）  
UVランプで微生物の増殖抑制と有機物の酸化分解を行いTOCを低減

## Comfort II システム例と ディスペンサーのご案内

- 対応アリウムシステム：超純水用（システム本体との接続）、純水用（バッグタンクとの接続）
- Smart Station 最大接続数：超純水用 3 台、純水用 1 台まで
- 採水機能：容量採水、お気に入り容量採水、手動採水、1 滴ずつ採水（超純水のみ）
- 柔軟性：無段階の高さ調節で異なるサイズの容器にも対応可能
- 正確性：正確な容量分注により、簡単かつ信頼性の高いバッファやサンプル調整が可能
- コネクティビティ機能：採水レポートの保存および印字、イーサネット経由でのPCやELNとの接続
- アプリケーション対応：用途によりファイナル フィルター（滅菌またはエンドトキシンフリー用）を選択して使用可能



## 50L・100L バックタンク

### 革新的なザルトリウス独自のバッグタンクシステム

#### 簡単な取り扱いとコスト削減

- メンテナンスはバッグ交換のみで、5分足らずの簡単作業
- 化学薬品での洗浄やUVランプでの殺菌が不要
- クイック接続による実用的でリークのない構造

#### 二次汚染を防ぐ革新的な技術

- 恒久的なバイオフィルムの防止による最適な水質
- クローズド・システムでCO<sup>2</sup>の浸透を防ぎ水質を維持
- 特殊多層構造S71バッグ素材による安定した品質



## ザルトリウス・ジャパン株式会社

〒140-0001  
東京都品川区北品川1-8-11  
Daiwa品川Northビル4階  
Phone: 03 6478 5200  
Email: [hp.info@sartorius.com](mailto:hp.info@sartorius.com)  
[www.sartorius.com](http://www.sartorius.com)

